






# OZONWASSER

\* Inbetriebnahme: Drücken und halten Sie die Start-Taste einmal, bis der Generator einen deutlichen periodischen Signalton erzeugt.



-  Es verbessert das Hautbild und heilt Wunden (befeuchten Sie Ihre Wunde direkt mit Ozonwasser)
-  Aufgrund der bakteriziden Wirkung wenden Sie es dazu an, den Kehlkopf zu spülen und Infektionen der oberen Atemwege vorzubeugen
-  Gegen üblen Mundgeruch: Spülen Sie Ihren Mund und putzen Sie Ihre Zähne mit Ozonwasser
-  Es kann auch als ein antimykotisches Fußbad eingesetzt werden
-  Es ist als Mundspülung gegen Zahnfleischentzündungen und Parodontitis wirksam

Für beste Ergebnisse kombinieren Sie das Produkt DeAqua mit dem Gerät DeVita Energy 8.












**GENIEßEN SIE DIE UNVERGLEICHBAREN VORTEILE DES MIT WASSERSTOFF ANGEREICHERTEN WASSERS, DAS GLEICHZEITIG AUF EINE GESUNDE SCHWINGUNG EINGESTIMMT IST.**



MOLEKULARES WASSERSTOFFWASSER

WWW.DEHOLDING.INFO

## DIE TÄGLICHE ANWENDUNG DES WASSERSTOFFWASSERS

- |   |   |
|---|---|
|  Verbessert die Gedächtnisleistung, die geistige Klarheit und die Konzentrationsfähigkeit |  Erhöht die Sportleistung und steigert die Ausdauer        |
|  Bekämpft Allergien   |  Reduziert die Regenerationszeit                           |
|  Reguliert das Gewicht  |  Trägt zu einem verbesserten Schlaf bei                    |
|  Unterstützt die Darmmotilität  |  Steigert die Vitalität und lindert chronische Erschöpfung |
|  Regeneriert müde Gelenke   |  Neutralisiert freie Radikale und entsäuert den Körper     |
|  Verbessert den Teint und vermindert Falten   |   |

Über 340 durchgeführte Versuche beweisen die antioxidative Wirkung des molekularen Wasserstoffes. Das macht Wasserstoff zum größten Verbündeten eines jeden Menschen im Kampf gegen den oxidativen Stress durch freie Radikale.



Infolgedessen hat das mit molekularem Wasserstoff angereicherte Wasser eine starke entzündungshemmende Wirkung sowie nervenschützende Effekte und verzögert die Alterung.

### WIRKUNG UND EIGENSCHAFTEN DES MOLEKULAREN WASSERSTOFFWASSERS

 **GRÖßE**

 **SELEKTIVITÄT**

 **SICHERHEIT**

 **SYNERGIE**



**GRÖßE:** Molekularer Wasserstoff ist durch seine mikroskopische Größe dazu fähig, tief in die Zellen und Mitochondrien (Kraftwerke der Zellen) einzudringen und freie Radikale von ihrer Quelle zu entfernen.



**SELEKTIVITÄT:** Im Gegensatz zu anderen Antioxidantien, die zwischen schädlichen (Hydroxyl-Radikalen) und guten freien Radikalen (Wasserstoffperoxid) nicht unterscheiden können, wirkt molekularer Wasserstoff gezielt gegen schädliche freie Radikale und neutralisiert sie, wodurch die Aufrechterhaltung einer gesunden Umgebung innerhalb der Zelle gefördert wird.



**SICHERHEIT:** Eine weitere wichtige Eigenschaft des molekularen Wasserstoffes ist, dass selbst eine Einnahme in hohen Dosen den Organismus nicht belastet, es keine Vergiftung auslöst und dabei keine zusätzliche Energie zum Lösen des Wasserstoffs benötigt wird. Im Gegenteil dazu belastet eine hochdosierte Einnahme anderer Antioxidantien die Leber und folglich braucht der Körper zusätzliche Energie, um sie aufzulösen.



**SYNERGIE:** Molekularer Wasserstoff bekämpft nicht nur schädliche Hydroxyl-Radikale, sondern aktiviert auch die natürlichen antioxidativen Enzyme in der Zelle (Glutathionperoxidase, Katalase, Dismutase), die sogenannten Zellschützer. Dieses kombinierte Verfahren sorgt für einen langfristigen Schutz des Körpers.

1 PRODUKT - 3 ANWENDUNGSARTEN – MEHRFACHE VORTEILE!

## DEAQUA-MÖGLICHKEITEN:



WASSERSTOFFWASSER




OZONWASSER



WASSERSTOFFGAS

## PRODUKTVORTEILE: TRAGBAR



### HOCHWERTIG:

Titan-Platte mit der platinbeschichteten Titanelektrode

Flaschenmaterial: robustes Pyrex-Glas

Herkunftsland der Ionenmembran: Japan

Die besondere SPE-Technologie gewährleistet eine Reinheit des erzeugten Wasserstoffes bis zu 99.99 %.

Ozon, Sauerstoff und andere Gase werden über die Öffnung für den Gasauslass auf der Rückseite des Geräts ausgeleitet.


## LANGLEBIGER GENERATOR: VORAUSSICHTLICH FÜR CA. 5.000 BETRIEBSSTUNDEN

### 1 MOLEKULARES WASSERSTOFFGAS

Molekulares Wasserstoffgas kann die Blut-Hirn-Schranke leicht überwinden, wozu nur wenige andere Antioxidantien fähig sind. Daher wird eine Anwendung bei neurologischen Störungen sowie bei Läsionen des zentralen Nervensystems empfohlen.


In mehreren Studien hat sich molekulares Wasserstoffgas außer bei neurodegenerativen Störungen auch bei anderen Erkrankungen und Störungen des Gehirns, unter anderem bei hypoxisch-ischämischen Hirnschäden, Stress, altersbedingten kognitiven Störungen, Hirnschäden usw. als wirksam erwiesen.

Für einen 10-minütigen Vorgang drücken Sie die Start-Taste dreimal, nachdem Sie zuerst die Nasenbrille mit dem Generator verbunden haben.



Zertifiziert

### 2 WASSERSTOFF-WASSER



\* Inbetriebnahme:  
Für eine 5-minütige Wasserstoffenerzeugung drücken Sie die Start-Taste zweimal nacheinander. Wenn Sie sie dreimal nacheinander drücken, erzielen Sie eine 10-minütige Wasserstoffenerzeugung für einen noch höheren Gehalt an molekularem Wasserstoff in Ihrem Wasser.